

Sine-wave Vibro Viscometer

SV-A Series

진동식점도계

소량측정 : 2ml(SV-1A)

센서위치조정 : 정밀조정을 위한 X-Y-Z 스테이지

티타늄 센서 적용 : 부식방지

Standard WinCT-Viscosity

RS-232C 표준내장 : USB 컨버터 포함

알루미늄 케이스



**2ml Sample Measurement
Now Possible!**

Accessories

SV-10 / SV-100

- AX-SV-33 : 35 ml 샘플컵(Sample Cup, 폴리카보네이트, 10개/1셋)
- AX-SV-34 : 10 ml 소량샘플컵 (Small Sample Cup, 폴리카보네이트, 10개/1셋)
- AX-SV-35 : 13 ml 유리샘플컵 (Glass Sample Cup, 1개/1셋)
- AX-SV-35(4) : 13 ml 유리샘플컵 (Glass Sample Cup, 4개/1셋)
- AX-SV-36 : Stopper (점도측정센서 위치 고정용)
- AX-SV-37 : 워터자켓 (Water Jacket, 폴리카보네이트, 소량샘플컵 4개와 뚜껑포함)
- AX-SV-38 : 60 ml 유리샘플컵
- AX-SV-42 : 아날로그 출력(Analogue Output, 0~1V)
- AX-SV-43 : 측정부와 표시부 접속케이블(5m)
- AD-8121B : 외장 도트 프린터(Compact Printer)
- AD-710 : 외장 도트 프린터(Compact Printer)

SV-1A / SV-10A

- AX-SV-51 : 스탠드세트(X-Y-Z 스테이지 + 서포트잭)
- AX-SV-52 : X-Y-Z 스테이지
- AX-SV-53 : USB 컨버터
- AX-SV-54 : 샘플 용기 세트, 폴리카보네이트 컵 45ml×5개, 10ml 커버포함×5개
유리 컵 13ml×2개, 유리 용기 홀더×1pc, 워터 자켓×1pc.
- AX-SV-55* : 폴리카보네이트 컵 2ml×10개, 유리 컵 2ml×10개,
샘플 용기 45ml×5개, 폴리카보네이트 용기홀더 2ml×5개,
용기테이블 2ml 용기 1개, 워터 자켓 1pc.
- AX-SV-56-1* : 투명 용기 홀더 2ml×5개,
- AX-SV-56-1* : 검정 용기 홀더 2ml×5개,
- AX-SV-57* : 용기 테이블 2ml 용기 2개
- AX-SV-58* : 폴리카보네이트 컵 2ml×100개,
- AX-SV-59* : 유리 컵 ×5개,
용기테이블 2ml 용기 1개.

* 는 SV-1A 만 적용



10ml용 Small Sample Cup
적은양의 샘플측정시 사용




13ml용 Glass Sample cup
솔벤트 같은 유기용매측정시 사용




워터자켓(Water Jacket)
샘플온도 유지 또는 변화를
위한 장치



Stopper
반복측정시 센서 unit와
센서 plate의 높이(위치)를
고정시키기 위한 장치



투명 샘플컵 AX-SV-56-1*




검정 샘플컵 AX-SV-56-1*



X-Y-Z 스테이지



샘플 용기 세트 AX-SV-54



샘플 용기 세트 AX-SV-55*